

EasyPhor Medi Kamm, 1+1 Zähne, 0.75 mm Stärke

Präparativer Kamm, 1 Marker, 1 Probe, Vol. 371 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 615182 | Biozym

41,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Anzahl Zähne: 1+1

Eigenschaften: Kamm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Materialstärke: 0.75 mm

Produktlinie: EasyPhor H

Produkttyp: Medi Stretch Zubehör, Medi Zubehör

Verpackung: 1 Stück

Kämme für EasyPhor Medi-Elektrophoresesysteme

- MC = Kamm mit Mehrkanalpipetten kompatibel
- Farbliche Kodierung der Kammstärken
 - 0,75 mm (schwarz) für höchste Trennschärfe (Taschenvolumina von 9 - 371 µl)
 - 1 mm (weiß) Standardversion (Taschenvolumina von 13 - 495 µl)
 - 1,5 mm (rot) für größere Probenvolumina oder bei hohem Probenaufkommen (Taschenvolumina von 17 - 743 µl)
 - 2 mm (blau) für maximale Probenvolumina (Taschenvolumina von 20 - 990 µl)
- Auch kundenspezifische Kamm-Konfigurationen (z.B. mit Beladungshilfe siehe Abbildung) möglich