

EasyPhor Maxi Kamm, 1+1 Zähne, 1.5 mm Stärke

Präparativer Kamm, 1 Marker, 1 Probe, Vol. 1013 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 615294 | Biozym

46,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anzahl Zähne: 1+1

Eigenschaften: Kamm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Materialstärke: 1.5 mm

Produktlinie: EasyPhor H

Produkttyp: Maxi Zubehör

Verpackung: 1 Stück

Kämme für EasyPhor Maxi-Elektrophoresesysteme

- MC = Kamm mit Mehrkanalpipetten kompatibel
- Farbliche Kodierung der Kammstärken
 - 0,75 mm (schwarz) für höchste Trennschärfe (Taschenvolumina von 8 - 506 µl)
 - 1 mm (weiß) Standardversion (Taschenvolumina von 10 - 675 µl)
 - 1,5 mm (rot) für größere Probenvolumina oder bei hohem Probenaufkommen (Taschenvolumina von 16 - 1013 µl)
 - 2 mm (blau) für maximale Probenvolumina (Taschenvolumina von 21 - 1350 µl)
- Auch kundenspezifische Kamm-Konfigurationen (z.B. mit Beladungshilfe siehe Abbildung) möglich