

## EasyPhor Maxi Kamm, 1+1 Zähne, 2 mm Stärke

Präparativer Kamm, 1 Marker, 1 Probe, Vol. 1350 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 615305 | Biozym

**46,80 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



### Beschreibung

**Anzahl Zähne:** 1+1

**Eigenschaften:** Kamm

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Materialstärke:** 2 mm

**Produktlinie:** EasyPhor H

**Produkttyp:** Maxi Zubehör

**Verpackung:** 1 Stück

#### Kämme für EasyPhor Maxi-Elektrophoresesysteme

- MC = Kamm mit Mehrkanalpipetten kompatibel
- Farbliche Kodierung der Kammstärken
  - 0,75 mm (schwarz) für höchste Trennschärfe (Taschenvolumina von 8 - 506 µl)
  - 1 mm (weiß) Standardversion (Taschenvolumina von 10 - 675 µl)
  - 1,5 mm (rot) für größere Probenvolumina oder bei hohem Probenaufkommen (Taschenvolumina von 16 - 1013 µl)
  - 2 mm (blau) für maximale Probenvolumina (Taschenvolumina von 21 - 1350 µl)
- Auch kundenspezifische Kamm-Konfigurationen (z.B. mit Beladungshilfe siehe Abbildung) möglich