

EasyPhor Rapid Kamm, 1+1 Zähne, 1 mm Stärke

Präparativer Kamm, 1 Marker, 1 Probe, Vol. 330 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 615406 | Biozym

26,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Anzahl Zähne: 1+1

Eigenschaften: Kamm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Materialstärke: 1 mm

Produktlinie: EasyPhor H

Produkttyp: Rapid Zubehör

Verpackung: 1 Stück

Kämme für EasyPhor Rapid-Elektrophoresesysteme

- MC = Kamm mit Mehrkanalpipetten kompatibel
- Farbliche Kodierung der Kammstärken
 - 1 mm (weiß) Standardversion (Taschenvolumina von 10 - 330 µl)
 - 1,5 mm (rot) für größere Probenvolumina (Taschenvolumina von 15 - 495 µl)