

## EasyPhor PAGE Mini Kapillarelektrophorese Einheit

10x10 cm, Tank, Deckel, Glaskapillaren, Kühlpack



1 Stück

Artikel-Nr.: 615556 | Biozym

**705,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Kapillarelektrophoresekammer  
**Kategorie:** Protein-Elektrophorese  
**Produktlinie:** EasyPhor V  
**Produkttyp:** PAGE Mini Kapillarsystem  
**Verpackung:** 1 Stück

#### Die Daten:

- Mini-System (10 x 10 cm) mit Tank und Deckel
- Für 10 Proben
- Inklusive Glaskapillartubes
- Inklusive Blanking Ports
- Inklusive Kühlpack

#### Technische Spezifikationen:

- Kammer Abmaße (B x L x H): 19 x 13 x 15 cm
- Maximale Probenkapazität: 10 Tubes
- Puffervolumen: Minimum 250 ml, Maximum 1200 ml