

EasyPhor PAGE Mini Kamm, 1+1 Zähne, 0.75 mm Stärke

Präparativer Kamm, 1 Marker, 1 Probe, Vol. 500 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 615591 | Biozym

30,80 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anzahl Zähne: 1+1

Eigenschaften: Kamm

Kategorie: Protein-Elektrophorese

Materialstärke: 0.75 mm

Produktlinie: EasyPhor V

Produkttyp: PAGE Mini Zubehör

Verpackung: 1 Stück

Kämme für EasyPhor PAGE Mini-Elektrophoresesysteme

- MC = Kamm mit Mehrkanalpipetten kompatibel
- Farbliche Kodierung der Kammstärken
 - 0,5 mm (lila) für kleinste Probenvolumina (Taschenvolumen 10 - 325 µl)
 - 0,75 mm (schwarz) für höchste Trennschärfe (Taschenvolumina von 15 - 500 µl)
 - 1 mm (weiß) Standardversion (Taschenvolumina von 20 - 650 µl)
 - 1,5 mm (rot) für größere Probenvolumina oder bei hohem Probenaufkommen (Taschenvolumina von 30 - 1000 µl)
 - 2 mm (blau) für maximale Probenvolumina (Taschenvolumina von 40 - 1300 µl)