

## EasyPhor PAGE Mini Kamm, 1+1 Zähne, 1.5 mm Stärke

Präparativer Kamm, 1 Marker, 1 Probe, Vol. 1000 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 615607 | Biozym

**30,20 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Anzahl Zähne:** 1+1

**Eigenschaften:** Kamm

**Kategorie:** Protein-Elektrophorese

**Materialstärke:** 1.5 mm

**Produktlinie:** EasyPhor V

**Produkttyp:** PAGE Mini Zubehör

**Verpackung:** 1 Stück

#### Kämme für EasyPhor PAGE Mini-Elektrophoresesysteme

- MC = Kamm mit Mehrkanalpipetten kompatibel
- Farbliche Kodierung der Kammstärken
  - 0,5 mm (lila) für kleinste Probenvolumina (Taschenvolumen 10 - 325 µl)
  - 0,75 mm (schwarz) für höchste Trennschärfe (Taschenvolumina von 15 - 500 µl)
  - 1 mm (weiß) Standardversion (Taschenvolumina von 20 - 650 µl)
  - 1,5 mm (rot) für größere Probenvolumina oder bei hohem Probenaufkommen (Taschenvolumina von 30 - 1000 µl)
  - 2 mm (blau) für maximale Probenvolumina (Taschenvolumina von 40 - 1300 µl)