

EasyPhor PAGE Maxi Kamm, 1+1 Zähne, 1.5 mm Stärke

Präparativer Kamm, 1 Marker, 1 Probe, Vol. 2200 µl



1 Stück

Artikel-Nr.: 615735 | Biozym

43,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Anzahl Zähne: 1+1

Eigenschaften: Kamm

Kategorie: Protein-Elektrophorese

Materialstärke: 1.5 mm

Produktlinie: EasyPhor V

Produkttyp: PAGE Maxi Wave Zubehör, PAGE Mini Wide Zubehör

Verpackung: 1 Stück

Kämme für EasyPhor PAGE Maxi-Elektrophoresesysteme

- MC = Kamm mit Mehrkanalpipetten kompatibel
- Farbliche Kodierung der Kammstärken
 - 0,75 mm (schwarz) für höchste Trennschärfe (Taschenvolumina von 15 - 1100 µl)
 - 1 mm (weiß) Standardversion (Taschenvolumina von 20 - 1500 µl)
 - 1,5 mm (rot) für größere Probenvolumina oder bei hohem Probenaufkommen (Taschenvolumina von 30 - 2200 µl)
 - 2 mm (blau) für maximale Probenvolumina (Taschenvolumina von 40 - 3000 µl)