


EasyPhor PAGE WetBlotter Maxi System 20x20 cm

mit 3 Kassetten, 12 Fasermatten (Pads)

kompatibel mit anderen Modulen



1 Stück

Artikel-Nr.: 615890 | Biozym

1.023,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: kombinierbar mit EasyPhor PAGE Systemen, Komplettsystem für Blotting

Format: 20 x 20 cm

Kategorie: Blotting

Produktlinie: EasyPhor B

Produkttyp: PAGE WetBlotter Maxi System

Verpackung: 1 Stück

Die Vorteile:

- Ideal für Western Blots der Größe 20 x 20 cm
- Kassettenarchitektur stellt homogenen Kontakt zwischen Gel und Membran her
- Uniformes elektrisches Feld
- Bis zu 3 Blots können parallel bearbeitet werden
- Flexibler standardisierter Aufbau, der die Nutzung anderer Module (z.B. für Elektrophorese) erlaubt

Das System besteht aus:

- Tank mit Deckel
- Elektroblotting-Einsatz
- 3 Blotting Kassetten mit Fasermatten (12 Blotting-Pads)
- einem Kühlpack

Technische Spezifikationen:

- Geräteabmessungen: (B x L x H): 26 x 16 x 28 cm
- Kapazität des Blotters: 12 Mini Gele, 6 Mini Wide Gele oder 3 Maxi Gele
- Puffervolumen: maximal 5600 ml
- Transferzeit: 1-5 h
- Elektrodenabstand: 6 cm