

nexttec Genomic DNA Isolation Kit for Yeast

(10 nexttec Clean Columns)



10 Reaktionen

Artikel-Nr.: 396010 | nexttec

25,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Gewebe/Organismus: Hefe

Methode: Säule invers

Nukleinsäure: genomische DNA

Verpackung: 10 Reaktionen

Mit diesem Kit lässt sich DNA verschiedener Hefespezies aufreinigen.

Ausgangsmaterial: Zellen verschiedener Hefearten

Ausbeute: bis zu 5 µg abhängig vom Ausgangsmaterial (Spezies und Kulturdichte)

Volumen: üblicherweise 120 µl

Lysezeit: 120 min.

Nachfolgende Anwendungen: PCR, Realtime PCR, Genotyping, Restriktionsverdau, Southern Blotting