

PinkMCT7, Thermocooler-Rack

24 x 0.5 - 2.0 ml, -80°C bis +120°C

LxBxH = 146 x 105 x 70 mm (H mit Deckel)



Packung à 1 Stück

Artikel-Nr.: 733370 | Biozym

59,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Gefäßgröße: 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml

Produkttyp: Thermocooler

Stellplätze: 24

Verpackung: Packung à 1 Stück