

Schraubverschlüsse, farblos

mit Dichtring & Befestigungsschlaufe

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 710720 | Biozym

43,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Deckel: mit Dichtring & Befestigungsschlaufe

Farbe: farblos

Kategorie: Schraubverschlüsse

Verpackung: Beutel à 500 Stück

Passende Schraubverschlüsse für die Biozym Probenröhrchen aus dem Artikelnummernbereich 710690 bis 710709, Schraubverschlüsse mit eingelegtem Dichtring. Mit Befestigungsschlaufe

Die Probenröhrchen und passenden Schraubverschlüsse im Überblick finden Sie in der PDF Datei im Reiter Download

Alle Deckel sind zertifiziert DNA-, DNase- und RNasefrei

Alternative zu Art.-Nr.: 710040 (farblos)