

OneTouch Filter Tips 10 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Tips

Artikel-Nr.: 790017 | [Biozym](#)

101,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: OneTouch

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Tips

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Kopfteil: TPE
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Maximal Volumen Spitze: 20 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 45,34 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.38 mm
- Graduierungen bei 1µl, 5µl, 10µl

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- Eppendorf Research 10µl
- Eppendorf Research Plus 10µl
- Eppendorf Reference 10µl
- Gilson Pipetman 2µl, 10µl
- Labsystems Finnpipette 2µl, 10µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 2µl, 10µl
- Sartorius/Biohit mLine 3µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl
- Sartorius/Biohit Proline 2.5µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 3µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl

