

OneTouch Tips 330 µl

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Tips

Artikel-Nr.: 790042 | Biozym

61,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 350 µl

Pipettenspitzen Linie: OneTouch

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 96 Tips

Pipettenspitze passend für folgende Pipetten:

- Eppendorf Research 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Research Plus 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Reference 20µl, 100µl, 200µl
- Gilson Pipetman 20µl, 100µl, 200µl
- Labsystems Finnpipette 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Sartorius/Biohit mLine 20µl, 100µl, 200µl
- Sartorius/Biohit Proline 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 20µl, 100µl, 200µl