

OneTouch Tips 330 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Tips

Artikel-Nr.: 790043 | [Biozym](#)

69,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 350 µl

Pipettenspitzen Linie: OneTouch

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Tips