


## OneTouch Filter Tips 330 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Tips

Artikel-Nr.: 790047 | Biozym

**101,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Graduierung:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 350 µl

**Pipettenspitzen Linie:** OneTouch

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 10 Racks à 96 Tips

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Kopfteil: TPE
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Maximal Volumen Spitze: 330 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 58,80 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.46 mm
- Graduierungen bei 50µl, 100µl, 200µl

#### Filterspitze passend für

- Biohit mLine 20µl, 100µl, 200µl
- Biohit Proline 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Biohit Proline Plus 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Research 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Research Plus 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Reference 20µl, 100µl, 200µl
- Gilson Pipetman 20µl, 100µl, 200µl
- Labsystems Finnpiquette 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 20µl, 50µl, 100µl, 200µl