

OneTouch Tips 1250 µl

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei




8 Racks à 96 Tips

Artikel-Nr.: 790052 | Biozym

61,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1250 µl

Pipettenspitzen Linie: OneTouch

Sterilität: unsteril

Verpackung: 8 Racks à 96 Tips

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Kopfteil: TPE
- Maximal Volumen Spitze: 1.250 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 102,24 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.81 mm
- Graduierungen bei 200µl, 500µl, 1000µl

Pipettenspitze passend für

- Biohit mLine 1000µl
- Biohit Proline 1000µl
- Biohit Proline Plus 1000µl
- Eppendorf Research 1000µl
- Eppendorf Research Plus 1000µl
- Eppendorf Reference 1000µl
- Gilson Pipetman 1000µl
- Labsystems Finnpiptette 1000µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 1000µl