

# OneTouch Filter Tips 1250 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei




8 Racks à 96 Tips

Artikel-Nr.: 790057 | Biozym

**101,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** ja

**Graduierung:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 1000 µl

**Pipettenspitzen Linie:** OneTouch

**Sterilität:** steril

**Verpackung:** 8 Racks à 96 Tips

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Kopfteil: TPE
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Maximal Volumen Spitze: 1.250 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 102,24 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.81 mm
- Graduierungen bei 200µl, 500µl, 1000µl

### Kompatible Pipetten:

- Biohit mLIne 1000µl
- Biohit Proline 1000µl
- Biohit Proline Plus 1000µl
- Eppendorf Research 1000µl
- Eppendorf Research Plus 1000µl
- Eppendorf Reference 1000µl
- Gilson Pipetman 1000µl
- Labsystems Finnpiquette 1000µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 1000µl