


QuattRotator, farblich gemischt

48x0.2ml, 6x0.5ml, 12x1.5/2.0ml, 8x15ml, 2x50ml

LxBxH = 108 x 108 x 69 mm



Packung à 4 Elemente

Artikel-Nr.: 730139 | Biozym

37,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Farbe: gemischt

Gefäßgröße: 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml, 15 ml, 50 ml

Stellplätze: 2, 6, 8, 12, 48

Verpackung: Packung à 4 Elemente

Die Bohrungen erlauben folgende Maximalbestückung:

- 48 x 0.2 ml
- 6 x 0.5 ml
- 12 x 1.5/2.0 ml
- 8 x 15 ml
- 2 x 50 ml

Durch zusätzliche Module erweiterbar!

Abmessungen: 108 mm x 108 mm x 69 mm (L x B x H)