

Spitzen, konduktiv, 1200 µl
für Olympus OLA 2500



8 Massiv-Racks à 140 Stück

Artikel-Nr.: 751505 | Biozym

61,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Filter: ohne

Geblistert: nein

Gerät: Beckman AutoMate 1250/2551, Ola 2500

konduktiv: ja

Roboter Hersteller: Beckman & Coulter, Olympus

Sterilität: unsteril

Verpackung: 8 Massiv-Racks à 140 Stück

Volumen: 1000 µl