

Purified anti-human CD279 (PD-1)

Mouse IgG1, kappa
EH12.2H7

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B329902 | **BioLegend** | Herstellernummer: 329902

54,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: Block, FC, IHC-F
Clone: EH12.2H7
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD279 (PD-1)

Clone: EH12.2H7
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: PD-1, PDCD1
Size: 100 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: FC, Block, IHC-F
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4410>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>