

Pipette, 1-Kanal, Sartorius Proline Plus, 0.3-3 µl

Increment 0.002 µl
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 654810 | Sartorius

273,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Sartorius Proline Plus

Pipettenvolumen: bis 3 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen

Sartorius Biohit Proline Plus mechanische Pipette

- Umfangreichstes Pipettenprogramm für unterschiedliche Benutzer und Anwendungen
- Der geringere Kraftaufwand beim Pipettieren dank des ergonomischen Griff- und Fingerbügeldesigns mindert das Risiko von Sehnenzerrungen.
- Minimiertes Kontaminationsrisiko durch Safe-Cone-Filter und vollständige Autoklavierbarkeit
- Stabil und langlebig auch im Dauereinsatz



Wartung und Kalibrierung leicht gemacht

Zum Reinigen und Warten der Proline-Plus-Pipetten ist kein Werkzeug erforderlich, und gereinigt werden müssen nur drei Teile. Diese Pipetten können spielend einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel kalibriert werden.