

Pipette, 8-Kanal Sartorius Proline Plus, 30-300 µl

Increment 0.2 µl
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 654930 | Sartorius

805,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 8-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Sartorius Proline Plus

Pipettenvolumen: bis 300 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen