

FlashGel Loading Dye 5X

5 x 1 ml

Artikel-Nr.: 850462 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 50462



195,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: 5x konzentriert

Kategorie: FlashGel System

Produkttyp: FlashGel Ladepuffer

Verpackung: 5 x 1 ml

- Für das FlashGel-System optimierter Probenpuffer
- Geeignet für DNA- und native RNA-Proben
- 5 fach Konzentrat in 5 x 1 ml Tubes