

## FlashGel RNA Kassette, 1.2% Agarose, 12+1

einzeilig

9 Gele



Artikel-Nr.: 857027 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 57027

**184,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Eigenschaften:** 12+1 Well, einzeilig

**Kategorie:** FlashGel System

**Produkttyp:** RNA Gel-Kassette

**Trennbereich:** 0.5 kb - 9 kb

**Verpackung:** 9 Gele

#### Spezifikationen der FlashGel RNA Kassetten

##### Optimaler Trennbereich:

- 1.2% Agarose: 0.5 kb - 9 kb

##### Lagerung:

Einzeilige Kassetten: Bei Raumtemperatur für 3 Monate ab Datum der Herstellung.

Zweizeilige Kassetten: Bei Raumtemperatur für 2 Monate ab Datum der Herstellung.

Die Haltbarkeit kann durch Lagerung im Kühlschrank verlängert werden (Nicht einfrieren!).

##### Well Volumina:

12 + 1 Wells: 5 µl

16 + 1 Wells: 5 µl

##### Gelgröße:

70 mm (L) x 84 mm (B) x 2 mm (H)

##### Kassettengröße:

115 mm (L) x 107 mm (B) x 17 mm (H)