

FlashGel RNA Kassette, 1.2% Agarose, 16+1

zweizeilig

9 Gele



Artikel-Nr.: 857028 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 57028

192,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: 16+1 Well, zweizeilig

Kategorie: FlashGel System

Produkttyp: RNA Gel-Kassette

Trennbereich: 0.5 kb - 9 kb

Verpackung: 9 Gele

Spezifikationen der FlashGel RNA Kassetten

Optimaler Trennbereich:

- 1.2% Agarose: 0.5 kb - 9 kb

Lagerung:

Einzeilige Kassetten: Bei Raumtemperatur für 3 Monate ab Datum der Herstellung.

Zweizeilige Kassetten: Bei Raumtemperatur für 2 Monate ab Datum der Herstellung.

Die Haltbarkeit kann durch Lagerung im Kühlschrank verlängert werden (Nicht einfrieren!).

Well Volumina:

12 + 1 Wells: 5 µl

16 + 1 Wells: 5 µl

Gelgröße:

70 mm (L) x 84 mm (B) x 2 mm (H)

Kassettengröße:

115 mm (L) x 107 mm (B) x 17 mm (H)