

FlashGel DNA Marker, 50 bp - 1.5 kb


100 Anwendungen, Ready-to-Load

500 µl

Artikel-Nr.: 857033 | **Lonza** | Herstellernummer: 57033

245,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Bandenanzahl: 8

Eigenschaften: ready-to-load

Kategorie: FlashGel System

Produkttyp: FlashGel DNA Marker

Trennbereich: 50 bp - 1.5 kb

Verpackung: 500 µl

FlashGel Marker und QuantLadder optimieren die Performance des FlashGel-Systems

- Praktisches Ready-to-Load Format
- Akkurate Größenbestimmung von DNA Fragmenten
- Akkurate Mengenbestimmung mit der FlashGel QuantLadder

Die Daten:

FlashGel DNA Marker, 100 bp – 4 kb:

Fragmentgrößen: 100/200/300/500/800/1250/2000/4000 bp

FlashGel DNA Marker, 50 bp – 1.5 kb:

Fragmentgrößen: 50/100/150/200/300/500/800/1500 bp

FlashGel DNA Marker, 100 bp – 3 kb:

Fragmentgrößen: 100/300/500/800/1500/3000 bp

FlashGel Quant Ladder, 100 bp – 1.5 kb:

Fragmentgrößen (DNA Menge): 100 bp (3ng) / 250 bp (7.5 ng) / 400 bp (15 ng) / 800 bp (21 ng) / 1500 bp (30 ng)