

## FlashGel Recovery Kassette, 1.2% Agarose, 8+1

zweizeilig

9 Gele



Artikel-Nr.: 857051 | [Lonza](#) | Herstellernummer: 57051

**182,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Eigenschaften:** 8+1 Well, einzeilig

**Kategorie:** FlashGel System

**Produkttyp:** DNA Gel-Kassette

**Trennbereich:** 50 bp - 4 kb

**Verpackung:** 9 Gele

#### Spezifikationen der FlashGel DNA Recovery Kassetten

##### Optimaler Trennbereich:

- 1.2% Agarose: 50 bp - 4.000 bp
- 2.2% Agarose: 10 bp - 1.000 bp

Auftrennung größerer Fragmente > 4 kb kann durch längere Laufzeiten bei geringeren Spannungen verbessert werden.

##### Lagerung:

Bei Raumtemperatur für 5 Monate ab Datum der Herstellung.

Die Haltbarkeit kann durch Lagerung im Kühlschrank verlängert werden (Nicht einfrieren!).

##### Well Volumina:

8 + 1 Wells: bis 16 µl

##### Gelgröße:

70 mm (L) x 84 mm (B) x 2 mm (H)

##### Kassettengröße:

115 mm (L) x 107 mm (B) x 17 mm (H)