


PCR TW 8-Tube Strip, 0.1 ml, frosted

Attached Single Optical Caps, Low Profile
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Beutel à 120 Strips

Artikel-Nr.: 712190 | Biozym

103,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Farbe: frosted

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Beutel à 120 Strips

Volumen: 0.1 ml