


PCR 384-Well TW-MT-Platte, frosted, Laser marked

Universalplatte, skirted
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 40 Stück

Artikel-Nr.: 712450 | Biozym

269,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A24, P24

Eigenschaften: laser marked, Universalplatte

Farbe: frosted

Format: full skirted

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 40 Stück