

PE anti-mouse CD276 (B7-H3)

Rat IgG2a, kappa
RTAA15

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B124507 | **BioLegend** | Herstellernummer: 124507

55,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: RTAA15

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 25 µg

PE anti-mouse CD276 (B7-H3)

Clone: RTAA15

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: B7H3, B7RP-2

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5534>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>