

Purified anti-human CD273 (B7-DC, PD-L2)

Mouse IgG2a, kappa
24F.10C12

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B329602 | BioLegend | Herstellernummer: 329602

90,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FA, FC, IHC-F

Clone: 24F.10C12

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD273 (B7-DC, PD-L2)

Clone: 24F.10C12

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: B7-DC, PD-L2, PDL2, B7DC

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, IHC-F, FA

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4691>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>