

SafeSeal Tips Professional 10 µl, steril

Low Binding Technologie, Micro Extent, Länge 45 mm

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 770005 | Biozym

58,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: XL

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 10 µl

Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Professional

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze : 10 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 45,08 mm
- Durchmesser Öffnung Spitze: 0.38 mm
- Graduierungen bei 2µl, 5µl, 10µl

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- Sartorius/Biohit mLine 3µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl
- Sartorius/Biohit Proline 2.5µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 3µl, 10µl, 8- und 12-Kanal 10µl
- Eppendorf Research 10µl
- Eppendorf Research Plus 10µl
- Eppendorf Research 8- und 12-Kanal 10µl
- Eppendorf Reference 10µl

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Gilson Pipetman 2µl, 10µl
- Labsystems Finnpipette 2µl, 10µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 2µl, 10µl
- Socorex Acura 2µl