

EasyPhor Screen 32 Gelelektrophorese Kammer

26x32 cm, inkl. 6 Kämme, 28 Zähne, 1 mm Stärke
inkl. EasyPhor Screen PhorCaster




1 Stück

Artikel-Nr.: 615350 | Biozym

1.116,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Eigenschaften: Gelkammer mit Komplettzubehör

Format: 26 x 32 cm

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produktlinie: EasyPhor H

Produkttyp: Screen System

Verpackung: 1 Stück

EasyPhor Screen 32 System - Elektrophoresekammer inkl. UV-durchlässigem Gelträger

Die Daten:

- Gelträgerformate: 26 x 32 cm
- Mit 6 Kämmen für 28 Proben (Mehrkanal-Pipetten geeignet)
- Inkl. Flexicaster System zum einfachen Gießen von Gelen außerhalb der Kammer (auch für fast alle anderen EasyPhor Gelträger Formate geeignet)
- Uniformes und exaktes Laufverhalten
- Anschlüsse für Puffer-Umwälzung vorhanden
- Säureresistente und hochbeständige Platinelektroden in modularer Bauweise
- Diverses optionales Zubehör wie Gelschaufel, Beladungshilfen, Kühl- und Puffersparblöcke

Technische Spezifikationen:

- Gel Größe (B x L): 26 x 32 cm
- Gelkammer Abmaße (B x L x H): 50 x 28 x 9 cm
- Maximale Probenkapazität:
 - 26 x 32 cm Tray mit 672 Proben
- Puffervolumen: ca. 1400 ml

Lieferbare Kammvarianten:

- Anzahl der Proben: 28MC, 56MC (Mehrkanal-Pipetten kompatibel)
- Kammstärken: 0,75 mm (schwarz); 1 mm (weiß); 1,5 mm (rot); 2 mm (blau)

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri