

SafeSeal Tips Premium 200 µl, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 692210 | Biozym

98,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Premium

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Filterspitze passend für:

- Sartorius Proline 200 µl
- Sartorius mLine 200 µl
- Sartorius mLine MC 8/12
- Brand Transferpette 200 µl
- Eppendorf 200 µl
- Finn Digital 200 µl
- Gilson Pipetman P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic R200.