

Spitzen, 200 µl, farblos

graduiert

DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Reloads à 96 Stück

Artikel-Nr.: 720237 | Biozym

41,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Reloads à 96 Stück