

Gas Permeable Heat Seal Mark 2

125 x 78 mm, Pierceable & Peelable

Anwendungstemperatur: -20°C bis +80°C



100 Stück (Sheets)

Artikel-Nr.: 600138 | Biozym

79,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Anwendungsbereich: -20°C bis +80°C

Art der Folie: transparent

Folienformat: Blätter

Kategorie: Heat Seal Folie

pierceable / peelable: peelable, pierceable

Verpackung: 100 Stück (Sheets)

Heat Sealing Membran, vermindert Evaporation, für Zellkultur

- Dichtet ab: Polypropylen- und Polystyrol-Platten
- Charakteristik: Gewebe-Seal, durchlässig für Gase, aber nicht für Feststoffe
- Porengröße: 20µm
- Gas Permeabilität: 180 m³/m²/Tag
- Wasserdampfübertragung: 60 g/m²/Tag
- Applikationen: Zellkultur