

Spitzen, 200 µl, gelb, steril

ohne Graduierung

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 720219 | Biozym

55,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: gelb

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück