

ProSieve ProTrack Dual Color

Protein Loading Buffer

5ml 4x Dual Color Buffer, 1ml 20x Reducing Reagent

5 + 1 ml

Artikel-Nr.: 830561 | **Lonza** | Herstellernummer: 00193861




Abb. 1: Bahn 1 und 3 enthalten 2 Proteine, die mit dem ProSieve ProTrack Dual Color Loading Buffer präpariert wurden, während bei Bahn 2 und 4 ein Standard Loading Buffer verwendet wurde.

84,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: zweifarbig und reduzierend

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: Ladepuffer Protein Gele

Verpackung: 5 + 1 ml

Der ProSieve ProTrack Dual Color Protein Loading Buffer schützt Proteine sowohl vor Hitzedegradation während der Probenpräparation als auch vor pH Änderungen während des SDS-PAGE Laufs.

Die Vorteile:

- Schützt Proteine vor Degradation während der gesamten Probenpräparation für die SDS-PAGE
- Bequem und praktisch: Zwei Farbstoffe (blau und pink) erlauben ein Tracking des Elektrophoresefortschritts sowie ein Monitoring des Western Blot Protein Transfers

Inhalt des Kits:

ProSieve ProTrack Dual Color Protein Loading Buffer besteht aus

- 1 x 5 ml 4x Dual Color Protein Loading Buffer
- 1 x 1 ml 20x Reducing Agent (2M DTT)

....ausreichend für 1000 Proben à 20µl