

PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD4

Rat IgG2a, kappa
RM4-5

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B100540 | **BioLegend** | Herstellernummer: 100540

170,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: RM4-5

Format: PERCP_CYANINE5.5

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 µg

PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD4

Clone: RM4-5

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: L3T4, T4

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse

Format: PERCP_CYANINE5.5

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4230>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>