

PE anti-mouse CD194 (CCR4)

Armenian Hamster IgG
2G12

BioLegend
From Revvity



25 µg

Artikel-Nr.: B131203 | **BioLegend** | Herstellernummer: 131203

87,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 2G12

Format: PE

Isotype: Armenian Hamster IgG

Species of Origin: Armenian Hamster

Verpackung: 25 µg

PE anti-mouse CD194 (CCR4)

Clone: 2G12

Isotype: Armenian Hamster IgG

Other_Names: CC CKR-4, CHEMR1, Cmkbr4, LESTR, MGC151418, Sdf1r

Size: 25 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Armenian Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5379>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>