

PCR KOMBI 8er-Strips, 0.2 ml, farblos

aus Art. 711030+40, High Profile TubeStrip
Domed CapStrip, DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 125 Tube/CapStrips

Artikel-Nr.: 711047 | Biozym

91,10 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Deckelstreifen, 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 1 Beutel à 125 Tube/CapStrips

Volumen: 0.2 ml