

PCR KOMBI 8er-Strips, 0.2 ml, farblos

aus Art. 711030+50, High Profile TubeStrip
opt. clear FlatCapStrip, DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 125 Tube/CapStrips

Artikel-Nr.: 711057 | Biozym

91,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Farbe: farblos

Kategorie: 8er-Deckelstreifen, 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 1 Beutel à 125 Tube/CapStrips

Volumen: 0.2 ml