

PCR 8er-SoftStrips, 0.2 ml, weiß

HP, anhängender 8er-CapStrip, flach, farblos
DNA-, DNase-, RNase-, PCR Inhibitor frei



1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip

Artikel-Nr.: 711119 | Biozym

94,30 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Farbe: weiß

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 1 Beutel à 125 SoftStrips/CapStrip

Volumen: 0.2 ml