

PCR SingleCap 8er-SoftStrips 0.2 ml, weiß

Optical Clear Flat Cap, High Profile, Uncutable
DNA-, DNase-, RNasefrei



1 Beutel à 120 SoftStrips

Artikel-Nr.: 710972 | Biozym

64,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Deckel: Flachdeckel, mit Deckel, optisch durchlässig

Eigenschaften: uncutable

Farbe: weiß

Kategorie: 8er-Streifen

Produktlinie: Classic Line

Profil: High Profile

Verpackung: 1 Beutel à 120 SoftStrips

Volumen: 0.2 ml