

Lumitester C-110

inkl. Netzteil, PC-Software, RS-232-Kabel

1 Stück



Artikel-Nr.: 290611 | BioThema

5.895,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Produkttyp: Luminometer

Verpackung: 1 Stück

Das kompakte Luminometer für Teströhrchen

Die Vorteile:

- Höchste Sensitivität (low noise PMT)
- Weiter dynamischer Bereich
- Auch für mobilen Einsatz geeignet
- Software „on-board“, unabhängig von externem PC
- Standard-Mode für einfache und schnelle Messung
- Advanced Mode mit Messzeit- und Delay-Einstellungen für komplexe Messreihen
- Einfacher Datenexport auf Printer oder PC für komplexeres Processing

Lumitester ist das ideale Instrument zur Bestimmung von Flash und Glow Lumineszenz in Teströhrchen. Exzellente Sensitivität ($< 4 \times 10^{-17}$ mol ATP) und ein weiter dynamischer Bereich werden durch Einsatz der Single Photon Counting Technologie gewährleistet. Lumino ist portabel und unabhängig von einem externen PC.