

Mupid-One Gelträger


Tray Größe: 130 x 24 x 122 mm (BxHxL)

Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 613003 | Nippon

86,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Eigenschaften: Gelträger

Format: 130 x 24 x 122 mm (BxHxL)

Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese

Produktlinie: Mupid-One

Produkttyp: Mupid-One Zubehör

Verpackung: Packung à 2 Stück