

PE anti-mouse Ig light chain lambda

Rat IgG2a, kappa

RML-42

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B407307 | **BioLegend** | Herstellernummer: 407307

66,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: RML-42

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 50 µg

PE anti-mouse Ig light chain lambda

Clone: RML-42

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: Immunoglobulin light chain lambda

Size: 50 µg

Reactivity: Mouse

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=4589>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>