

## LEGEND MAX Human IFN-gamma ELISA Kit



1 Pre-coated Plate

Artikel-Nr.: B430107 | BioLegend | Herstellernummer: 430107

**328,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ELISA  
**Format:** LEGEND MAX  
**Species of Origin:** N/A  
**Verpackung:** 1 Pre-coated Plate

LEGEND MAX Human IFN-gamma ELISA Kit

**Clone:**  
**Isotype:**  
**Other\_Names:** IFNG, IFG, IFI, interferon gamma, Immune interferon  
**Size:** 1 Pre-coated Plate

**Reactivity:** Human  
**Format:** LEGEND MAX  
**App\_Abbrev:** ELISA  
**Species of Origin:** N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5820>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>