

LEGEND MAX Human TNF-alpha ELISA Kit

BioLegend
From Revvity



1 Pre-coated Plate

Artikel-Nr.: B430207 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 430207

328,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA
Format: LEGEND MAX
Species of Origin: N/A
Verpackung: 1 Pre-coated Plate

LEGEND MAX Human TNF-alpha ELISA Kit

Clone:
Isotype:
Other_Names: TNF-alpha Pre-coated ELISA Kit
Size: 1 Pre-coated Plate

Reactivity: Human
Format: LEGEND MAX
App_Abbrev: ELISA
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=5821>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>